




Probenrack, 20 x 120 mL, (PP)

6.2068.010

Probenrack zu 864 Balance Sample Processorpassend für 20 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300.

Kunststoff: Polypropylen (PP)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1459.300	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 250 Stück
	Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 250 Stück



6.1562.240

Pipettenspitzen 1-10 mL (200 Stück)

Eppendorfspitzen für die Verwendung im 864 Robotic Balance Sample Processor



6.2067.100

Wägeschale zu Probenrack 6.2068.010

Die Wägeschale ist für den 120 mL PP Becher (6.1459.300) ausgelegt und wird in das Probenrack des 864 Balance Sample Processors eingesetzt.

