



Probenrack, 24 x 120 mL, (PVC)

6.2068.020

Probenrack zu 815 Robotic Soliprep passend für 24 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300, 6.1459.307.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör


Order no.	Beschreibung
6.1459.300	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 250 Stück
	Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 250 Stück



6.2067.000 Einsatz für 30x11 mL zu Soliprep Probenrack
Probenrack-Einsatz für 30x11 mL (6.2743.050)



6.2067.010 Einsatz für 24xSpritzennadeln zu Soliprep Probenrack
Probenrack-Einsatz für 24xSpritzennadeln (Anschluss Luer)



6.2067.020 Einsatz für 12x30 mm Einwegfilter zu Soliprep Probenrack
Probenrack-Einsatz für 12x30 mm Einwegfilter (Anschluss Luer)



6.1459.307 Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 1 Stück

