



Probenrack, 10 x 250 mL, (PVC)

6.2068.030

Probenrack zu 815 Robotic Soliprep passend für 10 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1432.320	Probenbecher aus Klarglas 250 mL, 1 Stück
	Probenbecher aus Klarglas 250 mL, passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück



6.2067.000 Einsatz für 30x11 mL zu Soliprep Probenrack
Probenrack-Einsatz für 30x11 mL (6.2743.050)




6.2067.020 Einsatz für 12x30 mm Einwegfilter zu Soliprep Probenrack
Probenrack-Einsatz für 12x30 mm Einwegfilter (Anschluss Luer)



6.2067.030 Einsatz 30x11.6mm Vials zu Soliprep Probenrack
Probenrack - Einsatz für 30 x 11.6 mm Vials. Das Oberteil zur Fixierung der eingesetzten vials ist auf dem Soliprep Probenrack (6.2068.030) bereits vormontiert.



6.2067.040 Einsatz 30xSpritzennadeln zu Soliprep Probenrack
Probenrack-Einsatz für 30xSpritzennadeln (Anschluss Luer)



6.1432.323

Probenbecher aus Braunglas 250 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Braunglas 250 mL, passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück



6.1453.220

Probenbecher aus Kunststoff (PP) 200 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 200 mL, passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück



6.1453.250

Probenbecher aus Kunststoff (PP) 250 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 250 mL, passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück

