



Netzteil für 949 pH Meter

6.2166.200

Tisch-Netzgerät, 100-240V, 50-60Hz, 5V DC, für 949 pH Meter

Efficiency Level VI

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

Entdecken Sie das 949 pH Tisch Meter – Ihr kompaktes pH-Messgerät für schnelle und zuverlässige Messungen im Labor.

- Kompaktes pH-Messgerät mit farbigem Display
- Präzise pH-, mV- und ORP-Messungen mit integrierter Temperaturanzeige
- Einfache Kalibrierung mit Metrohm-, USA- und NIST-Puffern bis zu 3 Punkten oder durch 2-Punkt-Kalibrierung mit eigenen Puffern
- Klar strukturierte Anzeige der kalibrierten Werte durch Symbole für ein einfaches Ablesen
- 3 Stabilitätskriterien für die Messwernerkennung für zuverlässige Resultate
- GLP-Konformität der Messwerte mit eingebettetem Datum und Uhrzeit
- Überblick über Kalibrierdaten mit Überwachungsfunktion
- RS232-Anschluss ermöglicht den Anschluss eines Druckers.



Das Paket beinhaltet das 949 pH Meter, den Elektrodenhalter sowie das Netzteil für eine sofortige Nutzung im Labor.
