



Pufferlösung pH 7 (500 mL)

6.2307.110

gebrauchsfertige Pufferlösung pH = 7 (25 °C), eingefärbt, mit Verschlussiegel

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2307.230	pH-Pufferlösungen pH 4 / 7 / 9 Pufferset bestehend aus jeweils 10 Sachets (30 mL) pH-Pufferlösungen pH 4/7/9



6.2307.200 Pufferlösung pH 4.00 (30 x 30 mL)
Pufferlösung pH 4.00 (25 °C) im Einwegbeutel, farblos



6.2307.210 Pufferlösung pH 7.00 (30 x 30 mL)
Pufferlösung pH 7.00 (25 °C) im Einwegbeutel, farblos



6.2307.220 Pufferlösung pH 9.00 (30 x 30 mL)
Pufferlösung pH 9.00 (25 °C) im Einwegbeutel, farblos



6.2307.100 Pufferlösung pH 4 (500 mL)
gebrauchsfertige Pufferlösung pH = 4 (25 °C), eingefärbt, mit
Verschlussiegel



6.2307.120

Pufferlösung pH 9 (500 mL)

Gebrauchsfertige Pufferlösung pH = 9 (25 °C), farblos, mit Verschlussiegel



6.2325.000

pHit kit

Pflegekit für pH Elektroden

Der Kit enthält:

- 50 mL Reinigungslösung
- 50 mL 3M KCl Lösung
- 50 mL Aufbewahrungslösung
- 2 Aufbewahrungsgefäße
- Betriebsanleitung

