



pHit kit

6.2325.000

Pflegekit für pH Elektroden

Der Kit enthält:

- 50 mL Reinigungslösung
- 50 mL 3M KCl Lösung
- 50 mL Aufbewahrungslösung
- 2 Aufbewahrungsgefäße
- Betriebsanleitung

Lieferumfang 6.2325.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2615.050	Elektrodenständer Elektrodenständer für bis zu 11 Elektroden und 3 Pufferflaschen 6.1620.000.	
6.2307.230	pH-Pufferlösungen pH 4 / 7 / 9 Pufferset bestehend aus jeweils 10 Sachets (30 mL) pH-Pufferlösungen pH 4/7/9	
6.2307.200	Pufferlösung pH 4.00 (30 x 30 mL) Pufferlösung pH 4.00 (25 °C) im Einwegbeutel, farblos	
6.2307.210	Pufferlösung pH 7.00 (30 x 30 mL) Pufferlösung pH 7.00 (25 °C) im Einwegbeutel, farblos	

6.2307.220

Pufferlösung pH 9.00 (30 x 30 mL)

Pufferlösung pH 9.00 (25 °C) im Einwegbeutel, farblos



6.2307.100

Pufferlösung pH 4 (500 mL)

gebrauchsfertige Pufferlösung pH = 4 (25 °C), eingefärbt, mit Verschlussiegel



6.2307.110

Pufferlösung pH 7 (500 mL)

gebrauchsfertige Pufferlösung pH = 7 (25 °C), eingefärbt, mit Verschlussiegel



6.2307.120

Pufferlösung pH 9 (500 mL)

Gebrauchsfertige Pufferlösung pH = 9 (25 °C), farblos, mit Verschlussiegel

