



Werkzeugsatz zum Advanced IC Sample Processor

6.2621.300

Werkzeugsatz bestehend aus Gabelschlüssel und Inbusschlüssel.

Lieferumfang 6.2621.300

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2621.060	Gabelschlüssel 5/16 in. Für 5/16 in. Schrauben. Für IC-Geräte



1 STK

6.2621.070

Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2621.090

Gabelschlüssel 1/2 in.

Für 1/2 in. Schrauben. Für IC Sample Processors



1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2621.130

Inbusschlüssel 2 mm

2 mm.



1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm

