



Auffangwanne zu 789/815/855

6.2711.070

Auffangwanne für 789, 815, 855 Robotic Sample Processors XL

Lieferumfang 6.2711.070

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1801.130	PVC-Schlauch / 8 mm / 12 mm / 2 m



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2058.030	Titrierkopfverlängerung 10 mm zu Sample Processors	
	Titrierkopfverlängerung für die Verwendung des Wasserbadracks.	
