



Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.45 µm, 50 Stk.

6.2714.050

Nominelle Porengrösse: 0.45 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Filtration.

Optionales Zubehör


Order no.	Beschreibung
6.02729.110	Ultrafiltrationzelle 2

Für die Inline-Ultrafiltration von Proben zusammen mit dem 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Als Alternative für aufwendiges manuelles Filtrieren mit Spritzenvorsatzfilter.



6.05330.010 IC-Ausrüstung: Inline-Ultrafiltration 2 - pull mode


Zubehörset zur Inline-Ultrafiltration 2 - pull mode. Zur Verwendung mit dem 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



6.05330.110 IC-Ausrüstung: Inline-Ultrafiltration 2 - push mode

Zubehörset zur Inline-Ultrafiltration 2 - push mode. Zur Verwendung mit dem 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.

Empfohlenes Set zu Kombination mit Inline-Verdünnung (MIDT).



6.05330.210 IC Ausrüstung: Inline Ultrafiltration 2 - MiPT

Zubehörset zur Kombination von Inline-Ultrafiltration 2 und MiPT. Zur Verwendung mit dem 858 Professional Sample Processor.



6.2831.010	Kunststoffpinzette
------------	--------------------

Für die Dialyse und Filtrationsmembranen

