




Dialysezelle

6.2729.100

Inkl. 4 Blindstopfen 6.2744.060. Zur Inline-Dialyse

Lieferumfang 6.2729.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
4 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.		



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2744.000	Druckschraube PVDF Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis (Anschluss von PTFE-Kapillaren)

