



Dialysezelle Low Volume

6.2729.200

Inkl. 4 Blindstopfen 6.2744.060. Zur schnellen Inline-Dialyse.

Lieferumfang 6.2729.200

Qt.	Order no.	Beschreibung
4 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2714.010	Dialysemembran (Zelluloseacetat) Nominelle Porengrösse: 0.2 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Dialyse.	
6.2714.030	Dialysemembran (Polyamid) Zur Inline Dialyse und Filtration.	
6.2744.000	Druckschraube PVDF Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis (Anschluss von PTFE-Kapillaren)	