



# Septumstopfen

6.2730.020

Inklusive O-Ring E.301.0041. Für Septum 6.1448.010 und Titriergefäßsoberteil 6.1414.030. Für KF-Anwendungen.

## Lieferumfang 6.2730.020

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung  |
|-------|------------|---------------|
| 1 STK | 6.2730.010 | Schraubnippel |

Aus PP. Für Septum 6.1448.010 oder zum Fixieren des Trockenrohrs 6.1403.040 oder der Elektrode 6.0338.100 in den KF-Titriergefäßsoberteilen 6.1414.030 und 6.1414.040. Für KF-Anwendungen.



1 STK

6.1448.010

Septum / 12 mm / 5 Stück

Satz à 5 Stück.

