



Sensor FULL zu Levelsensor

6.2769.000

Dieser Sensor, montiert im Flaschenaufsatz 6.1626.000, ergibt den Levelsensor FULL für 1 L- und 2 L-Flaschen sowie für Kanister. Enthalten sind zwei Sensorstäbe, ein Einleitungsschlauch und ein Halter zum Fixieren des Schlauches an einem der Sensorstäbe.

Lieferumfang 6.2769.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1829.010	FEP-Ansaugschlauch / M6 / 0.25 m Mit Gewinde M6. Für Dosiereinheiten

