



Sensor EMPTY zu Levelsensor für 1 L-Flaschen

6.2769.100

Dieser Sensor, montiert im Flaschenaufsatz 6.1626.000, ergibt den Levelsensor EMPTY für 1 L-Flaschen. Enthalten sind zwei Sensorstäbe, ein Ansaugschlauch und zwei Halter zum Fixieren des Schlauches an einem der Sensorstäbe.

Lieferumfang 6.2769.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1829.010	FEP-Ansaugschlauch / M6 / 0.25 m Mit Gewinde M6. Für Dosiereinheiten

