



Wasserbad zu Robotic Sample Processors und Robotic Titrosampler

6.2840.000

Wasserbad für Robotic Sample Processors.

Lieferumfang 6.2840.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1801.130	PVC-Schlauch / 8 mm / 12 mm / 2 m



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2041.900	Probenrackeinsatz, 54 x 75 mL, für Wasserbad, (Al) Probenrackeinsatz zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosamplern «Basic» passend für 54 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.210, 6.1459.400. Material: Aluminium (Al)	
6.2058.030	Titrierkopfverlängerung 10 mm zu Sample Processors Titrierkopfverlängerung für die Verwendung des Wasserbadracks.	