




Reaktorplatte komplett zu Professional Reactor

6.2845.100

Intelligente Reaktorplatte mit Reaktor für PCR-Anwendungen.

Lieferumfang 6.2845.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
3 STK	6.2744.060	Gewindestopfen
Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.		



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2057.240	Halter für Reaktor 6.2845.2x0	
	Halter zur Befestigung eines Reaktors im Säulenthermostat.	