



Wechseleinheit 1 mL

6.3026.110

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 1 mL Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-Reagenzflasche aus Braunglas.

Lieferumfang 6.3026.110

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1543.060	Spitze / Gewinde M6

Spitze mit Gewinde M6. Ergibt zusammen mit Kapillare 6.1805.160 und Gelenkstopfen 6.1446.030 die komplette Bürettenspitze 6.1537.010.



1 STK


6.1805.170

PTFE-Kapillare / M6 / 18 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1576.110	Wechseleinheit-Grundkörper / 1 mL	
6.1608.030	Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45	
6.1608.040	Flasche PE / 1000 ml / GL 45 Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.	