



# Wechseleinheit 10 mL

6.3026.210

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 10 mL Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-Reagenzflasche aus Braunglas.


Lieferumfang 6.3026.210

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung        |
|-------|------------|---------------------|
| 1 STK | 6.1543.060 | Spitze / Gewinde M6 |

Spitze mit Gewinde M6. Ergibt zusammen mit Kapillare 6.1805.160 und Gelenkstopfen 6.1446.030 die komplette Bürettenspitze 6.1537.010.



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                    |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1563.040 | Thermostatmantel für 806 Exchange Units<br>Für Wechseleinheiten 6.3026.XXX      |    |
| 6.1576.210 | Wechseleinheit-Grundkörper / 10 mL                                              |    |
| 6.1608.030 | Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45                                             |  |
| 6.1608.040 | Flasche PE / 1000 ml / GL 45<br>Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen. |  |