



Wechseleinheit 20 mL

6.3026.220

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 20 mL Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-Reagenzflasche aus Braunglas.

Lieferumfang 6.3026.220

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1543.060	Spitze / Gewinde M6

Spitze mit Gewinde M6. Ergibt zusammen mit Kapillare 6.1805.160 und Gelenkstopfen 6.1446.030 die komplette Bürettenspitze 6.1537.010.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1563.040	Thermostatmantel für 806 Exchange Units Für Wechseleinheiten 6.3026.XXX	
6.1608.030	Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45	
6.1608.040	Flasche PE / 1000 ml / GL 45 Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.	
6.1576.220	Wechseleinheit-Grundkörper / 20 mL	