



Wechseleinheit 50 mL

6.3026.250

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 50 mL Glaszylinder und Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze und Standard-Reagenzflasche aus Braunglas.


Lieferumfang 6.3026.250

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1543.060	Spitze / Gewinde M6

Spitze mit Gewinde M6. Ergibt zusammen mit Kapillare 6.1805.160 und Gelenkstopfen 6.1446.030 die komplette Bürettenspitze 6.1537.010.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1563.040	Thermostatmantel für 806 Exchange Units Für Wechseleinheiten 6.3026.XXX	
6.1576.250	Wechseleinheit-Grundkörper / 50 mL	
6.1608.030	Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45	
6.1608.040	Flasche PE / 1000 ml / GL 45 Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.	