



Dosiereinheit PCR 5 mL

6.3033.150

5-mL-Dosiereinheit speziell geeignet für das Fördern von Lösungen zur Nachsäulenderivatisierung (PCR) in der IC.

Lieferumfang 6.3033.150

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2739.000	Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



1 STK

6.2803.010

Fett (2 g)

Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen
siehe 6.2713.XXX



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2057.250	Dosinohalter für PCR
	Dosinohalter zu IC-Geräten für PCR-Dosino.

