



Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0

6.4001.410

Trennsäule zur Bestimmung von Aminosäuren mittels UV/VIS-Detektion nach PCR mit Ninhydrin bei 120 °C. Die Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0 ist die Standardtrennsäule für Aminosäuren. Die Säule basiert auf einem sulfonierten Polystyrol-Divinylbenzol-Material. Die Bestimmung der Aminosäuren erfolgt mittels photometrischer Detektion nach einer Nachsäulenreaktion mit Ninhydrin.

Die Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0 erlaubt die Trennung von bis zu 44 Aminosäuren eingeschlossen aller natürlich vorkommender Aminosäuren in Forschung und Praxis.

Lieferumfang 6.4001.410

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3.5	
	Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 hilft Kosten sparen, da mit nur wenigen Handgriffen die Filterdisk getauscht werden kann.	
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4.0	
	Die Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 ist eine universell einsetzbare Guardsäule, welche die analytische Trennsäule zuverlässig vor Verunreinigungen schützt. Lipophile organische Verunreinigungen, Kleinstpartikel, Spuren von Eisenoxid oder Bakterien werden sicher entfernt. Die Guardsäule basiert auf einem Polymermaterial und hat dank dem grösseren Packvolumen eine wesentlich höhere Kapazität als die Metrosep RP 2Guard/3.5. Sie kann im gesamten pH-Bereich eingesetzt werden.	
6.1011.130	Ersatzfilter zu RP 2 Guard/3.5, 10 Stück	