



Differenzverstärker / Stecker F / 230 V EU

6.5104.030

Differenzverstärker mit Netzteil.

Lieferumfang 6.5104.030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2117.000	Netzgerät EU 230V/9V AC Mit Euro-Netzstecker. Eingang: 220...240 V AC. Ausgang: 9 V AC/0,2 A. Für 587 Conductometer, 588 pH Meter, 627 O ₂ Meter



Differenzverstärker mit Stecker F, für Titrandos (Netzteil muss separat bestellt werden: 6.2117.000 Netzgerät EU 230V/9V AC)

Auch als Komplettsset verfügbar: 6.5104.030 Differenzverstärker / Stecker F / 230 V EU

