



# Ausrüstung zur pH-Einstellung am Eluent Synthesizer 845

6.5329.000

pH-Einstellung zu Eluent Synthesizer. Enthält pH-Elektrode und weiteres Zubehör.

Lieferumfang 6.5329.000

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung               |
|-------|------------|----------------------------|
| 1 STK | 6.1446.000 | Schliffstopfen / B-14/(15) |






Aufsatz zum Anschluss von bis zu 4 Schläuchen mit M6-Anschluss. Zur Eluentenflasche am Eluent Synthesizer mit pH Einstellung.



Verbindung Eluentenflasche am Eluent Synthesizer - Titrino



Zusätzliche Remote-Schnittstelle für den Anschluss von Geräten, die via Remote-Leitungen gesteuert werden können. Mit Fixkabel.



1 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,  
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



---

1 STK

6.3026.210

Wechseleinheit 10 mL

Wechseleinheit mit integriertem Datenchip mit 10 mL Glaszylinder und  
Lichtschutz. PCTFE/PTFE-Flachhahn, FEP-Schlauchverbindung,  
Antidiffusionsspitze und Standard-Reagenzflasche aus Braunglas.

