



Zubehörset zum Eluent Production Module. Enthält alle Teile zur Erweiterung um einen Eluenten.
Der Levelsensor muss entsprechend der Anwendung bestellt werden.

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1602.160	Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45
		Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.

1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45




1 STK

6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.



1 STK

6.1618.050

Gewindeadapter / 40 mm auf GL 45

Adapter für Flaschen mit 40 mm Gewinde auf GL45.



1 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



1 STK

6.1621.100

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.



1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1626.000

Flaschenaufsatz GL 45 für Levelsensor

Dieser Flaschenaufsatz, bestückt mit den Sensoren 6.2769.XXX, ergibt die Levelsensoren EMPTY resp. FULL für Flaschen und Kanister.



4 STK

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.280

Adapter 807 Dosing Unit Port 4, M6 innen

Adapter zur Verwendung von Port 4 der 807 Dosing Unit zur Verbindung mit einem FEP-Schlauch / M6.



1 STK

6.1815.010

Spiralband / 0.5 m

Zum Zusammenhalten verschiedener Kabel oder Schläuche.



1 STK

6.1819.100

FEP-Ansaugschlauch zu 2 L Flasche

Ansaugschlauch zu Flaschenaufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



1 STK

6.1819.110

FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.




1 STK

6.2057.210

Dosinohalter zu IC-Geräten

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 STK

6.2151.060

Kabel für Level Control und Eluent Production Module

Verbindungskabel für Sensor und Level Control resp. Eluent Production Module.



1 STK

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



1 STK

6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL ohne Zubehör

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 50 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.





Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2769.000	Sensor FULL zu Levelsensor	
6.2769.100	Sensor EMPTY zu Levelsensor für 1 L-Flaschen	
6.2769.110	Sensor EMPTY zu Levelsensor für 2 L-Flaschen	
6.2769.120	Sensor EMPTY zu Levelsensor für 10 L-Kanister	