



IC-Ausrüstung: Inline-Dialyse

6.5330.100

Zubehörset zur Inline-Dialyse. Zur Verwendung mit dem 858 Professional Sample Processor und einer zusätzlichen 2-Kanal-Peristaltikpumpe.

Lieferumfang 6.5330.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1602.150	Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung.





8 STK

6.1803.040

PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m

Kapillare für das Probenhandling in der IC.



2 STK

6.1826.320

Pumpschlauch LFL (orange/gelb), 3 Stopper

Für Suppressorlösungen und für die Akzeptorlösung bei der Inline-Dialyse und bei der Inline-Ultrafiltration.



2 STK

6.1826.340

Pumpschlauch LFL (schwarz/schwarz), 3 Stopper

Für die Probenlösung in der Inline-Dialyse.



1 STK

6.1831.050

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 40 cm

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler.



1 STK

6.1831.160

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 70 cm




1 STK

6.2057.130

Dialysezellenhalter

Halter für die Dialysezelle



1 STK

6.2621.070

Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2714.010

Dialysemembran (Zelluloseacetat)

Nominelle Porengrösse: 0.2 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Dialyse.



1 STK

6.2729.100

Dialysezelle

Inkl. 4 Blindstopfen 6.2744.060. Zur Inline-Dialyse



1 STK

6.2744.000

Druckschraube PVDF

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis (Anschluss von PTFE-Kapillaren)



2 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



2 STK

6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.




4 STK

6.2744.160

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung

Sicherung zum Anschluss eines Pumpschlauches auf der Olive.



1 STK

6.2831.010

Kunststoffpinzette

Für die Dialyse und Filtrationsmembranen



1 STK

6.2755.000

Schlauchkassette

Für die Schlauchquetschpumpe von IC-Geräten. Anpressdruck einstellbar



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2714.030	Dialysemembran (Polyamid) Zur Inline Dialyse und Filtration.