



IC Ausrüstung : PCR mit Dosiereinheit

6.5330.400

Die IC-Ausrüstung: PCR mit Dosiereinheit ermöglicht das Fördern eines PCR-Reagenzes mit dem 800 Dosino. Zum Beispiel für die photometrische Bestimmung von UV/VIS-aktiven Komponenten im Anschluss an eine Nachsäulenderivatisierung.

Lieferumfang 6.5330.400

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1608.030	Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45



3 STK

6.1805.110

FEP-Schlauch / M6 / 80 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



2 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.



2 STK

6.1819.100

FEP-Ansaugschlauch zu 2 L Flasche

Ansaugschlauch zu Flaschenaufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



2 STK

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



2 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1831.030

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.



1 STK

6.2057.250

Dosinohalter für PCR

Dosinohalter zu IC-Geräten für PCR-Dosino.



1 STK

6.3033.150

Dosiereinheit PCR 5 mL

5-mL-Dosiereinheit speziell geeignet für das Fördern von Lösungen zur Nachsäulenderivatisierung (PCR) in der IC.

