



IQ/OQ-Kit für IC

6.5333.000

Das IQ/OQ-Kit für IC beinhaltet sämtliche Teile und Standardlösungen, die zur IQ/OQ in der Ionenchromatographie benötigt werden.

Lieferumfang 6.5333.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1803.050	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 20 cm Kapillare zur Inline-Dialyse und Filtration, für Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 STK

6.1831.170

OQ-Kapillare

PEEK-Kapillare für OQ-Tests bei Professional IC-Geräten



1 STK

6.2322.030

OQ Standardlösungen für IC

Teil des IQ/OQ Kit for IC (6.5333.000). Kann nicht einzeln bestellt werden.



1 STK

6.2744.040

Kupplung 2 x UNF 10/32

Für die Verbindung von 1/16 in. Kapillaren. Für IC-Geräte



1 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.

