



Messstand (scTRACE Gold) Ersatz für den 946 Portable VA Analyzer

6.5340.010

Messstand für scTRACE Gold, komplett, bestehend aus Grundplatte, transparentem Ring und Messkopf.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.01204.000	Rührtip
-------------	---------


Rührtip für 946 Portable VA Analyzer.



6.01408.000

O-Ring 46 x 2.5 mm

Für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer. Set à 2 Stück.



6.02621.000

Gabelschlüssel 4 mm



6.1258.000

scTRACE Gold (Satz mit 4 Stück)

Goldmikrodraht-Elektrode auf Dickfilmbasis für die Bestimmung von Arsen in Wässern. Die scTRACE Gold ist ein kombinierter voltammetrischer Sensor für die Voltammetrie. Goldmikrodraht-Arbeits Elektrode, Ag/AgCl-Referenzelektrode und Kohlenstoff-Hilfselektrode befinden sich auf einem Sensor. Einfach in der Handhabung und weitgehend wartungsfrei kann mit der scTRACE Gold zum Beispiel Arsen in Wasser im Spurenbereich bestimmt werden. Zusammen mit dem Elektrodensatz 6.1241.080 kann sie in jedem Metrohm-Voltammetrie-Messstand verwendet werden.

