



Messstand (SPE) Ersatz für den 946 Portable VA Analyzer

6.5340.020

Messstand für Dickfilmelektroden (*screen-printed electrodes*, SPE), bestehend aus Grundplatte, transparentem Ring und Messkopf.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------


6.01204.000	Rührtip
-------------	---------

Rührtip für 946 Portable VA Analyzer.



6.01408.000 O-Ring 46 x 2.5 mm

Für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer. Set à 2 Stück.



6.1241.200 Mutter für SPE-Elektrodenschaft

Mutter für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020.



6.1241.210 Stützscheibe für SPE-Elektrodenschaft

Stützscheibe aus PTFE für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020.



6.1244.060 Silikondichtung für SPE-Elektrodenschaft (10 Stück)

Dichtung aus Silikon für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020, 10 Stück.



6.02621.000

Gabelschlüssel 4 mm

