



ECO Titrierausrüstung

6.5613.000

ECO-Halbmikro-Titrierausrüstung

Lieferumfang 6.5613.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1403.040	KF-Adsorberrohr Zu KF-Ausrüstungen. Inklusive Deckel und O-Ring.



1 STK

6.1414.060

Mikro-Titriergefäßsoberteil/ ECO



1 STK

6.1415.150

Titriergefäß / 5-70 mL



2 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1448.010

Septum / 12 mm / 5 Stück

Satz à 5 Stück.



1 STK

6.1543.120

Absaugspitze / Gewinde M8

Absaugspitze, wenn der Absaugschlauch 6.1805.200 verwendet wird



2 STK

6.1805.010

FEP-Schlauch / M6 / 13 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.200

PTFE-Schlauch / M8 / 0.5 m




1 STK

6.1808.100

Verteilstück 3 x M6 / 1 x M8

Für ECO-Titrierausrüstung 6.5613.000



1 STK

6.1903.020

Rührstäbchen / 16 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 16 mm lang.



2 STK

6.2709.090

Stopfen

Aus PTFE. Für ECO-Titrierausrüstung 6.5613.000



1 STK

6.2730.020

Septumstopfen

Inklusive O-Ring E.301.0041. Für Septum 6.1448.010 und Titriergefäßsoberteil 6.1414.030. Für KF-Anwendungen.



5 STK

6.2730.030

Stopfen

Komplett mit Nippel und O-Ring. Für Titriergefäßsoberteile 6.1414.030. Zu KF-Geräten, VA-Messständen, VA Computrace und IC-Verdünnung.



2 STK

6.2730.060

Schraubnippel

Aus PCTFE. Mit M16 Gewinde. Für ECO Titrierausrüstung 6.5613.000



2 STK

6.2730.070

Schraubnippel

Aus PCTFE. Mit M16 Gewinde. Für ECO Titrierausrüstung 6.5613.000



1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



2 STK

6.2740.030

Spüldüse

Zuführung der Spüllösung erfolgt in einem feinen Strahl zur optimalen Entfernung von Belägen auf den Elektroden und Titrationszubehör. Für ECO Titrierausrüstung 6.5613.000



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2730.080	Schraubnippel Aus PCTFE. Für ECO Titrierausrüstung 6.5613.000 mit 722 Stirrer

