



Ausrüstung zur Bestimmung der Temperaturkorrektur bei Rancimaten und PVC Thermomaten.

6.5616.100

Set zur exakten Temperaturjustierung

Lieferumfang 6.5616.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1111.010	Pt100-Temperaturfühler für Stabilitätsmessgeräte (17.5 cm)
Pt100-Temperaturfühler (Länge 17.5 cm) mit Fixkabel und Mini-DIN-Stecker. Dieser glasfreie Temperatursensor eignet sich für den Einsatz am 711 Liquino und an Stabilitätsmessgeräten (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat oder 895 Professional PVC Thermomat).		



2 STK

6.2042.040

Klammer für Temperaturfühler

Halterungsklammer für Pt100-Temperaturfühler von
Stabilitätsmessgeräten



1 STK

6.2326.000

Silikonöl für Stabilitätsmessgeräte (50 mL)

Silikonöl zur Bestimmung der Temperaturkorrektur in
Stabilitätsmessgeräten



1 STK

6.2418.000

Luftrohr für Ölmessungen

Set à 12 Stück. In Kombination mit 6.1429.040.

