



# Ausrüstung zur Bestimmung der Temperaturkorrektur bei Biodiesel Rancimaten.

6.5616.110

Set zur exakten Temperaturjustierung

Lieferumfang 6.5616.110

| Qt.                                                                                                                                                                                                                                      | Order no.  | Beschreibung                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1 STK                                                                                                                                                                                                                                    | 6.1111.020 | Pt100-Temperaturfühler für Stabilitätsmessgeräte (30 cm) |
| <p>Pt100-Temperaturfühler (Länge 30 cm) mit Fixkabel und Mini-DIN-Stecker. Dieser glasfreie Temperatursensor eignet sich für den Einsatz an Stabilitätsmessgeräten (873 Biodiesel Rancimat und 893 Professional Biodiesel Rancimat).</p> |            |                                                          |



2 STK

6.2042.040

Klammer für Temperaturfühler

Halterungsklammer  
Stabilitätsmessgeräten

für

Pt100-Temperaturfühler

von



---

1 STK

6.2326.000

Silikonöl für Stabilitätsmessgeräte (50 mL)

Silikonöl zur Bestimmung der Temperaturkorrektur in  
Stabilitätsmessgeräten

