



Transfer-Ausrüstung 0,5...2 mL zu 789/815

6.5619.000

Komplette Ausrüstung für den Transfer von Lösungen von 0.5 bis 2.0 mL am Robotic Sample Processor.

Lieferumfang 6.5619.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.180	Stopfen Transferset
		Stopfen für die Titration und volumetrische KF Titration im externen Titriergefäß



1 STK

6.1448.000

Septumstopfen / B-14/15



2 STK

6.1448.020

Septum / 16 mm / 5 Stück

Satz à 5 Stück.



1 STK

6.1462.090

Schwenkarm mit Luer-Lock-Adapter für 786 Swing
Head, rechtsschwenkend

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling



1 STK

6.1464.320

KF-Titriergefäß / 80 - 250 mL / coulometrisch



1 STK

6.1562.110

Pipettierschlauch / 2 mL

Pipettierschlauch für den Transfer von Lösungen



1 STK

6.1608.090

Flasche / 250 mL / GL 45




1 STK

6.2001.100

Stativkonsole Transferset

Stativkonsole für Transferset von Flüssigkeiten im Einsatz mit Robotic Sample Processors XL



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2701.040

Schraubverschluss GL 18 mit Loch

Aus PBT. Mit Loch für Septum 6.1448.020. Für die diaphragmale Zelle 6.5405.000 und Titriergefäße 6.1464.32X und 6.1465.320.



1 STK

6.2751.120

Sicherheitsabdeckung Transferset zu 789/815

Sicherheitsabdeckung für Sample Processors mit 786 Swing Head und Transferset.



1 STK

6.2816.100

Nadel mit Entlüftung

Mit Luer-Lock, für Transferset 6.5619.000.



1 STK

6.2055.110

Flaschen- resp. Dosinohalter für 2 Flaschen / Dosinos

Halter für 2 Flaschen à 250 mL resp. 2 Dosinos

