




Ausrüstung für die zweite Pumpe am 864 Robotic Balance Sample Processor

6.5622.000

Zubehörset für den Anschluss einer zweiten 843 Pump Station mit externer Waschstation an den 864 Robotic Balance Sample Processor

Lieferumfang 6.5622.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1826.160	Pumpschlauch Viton
		Für Peristaltikpumpen.



1 STK

6.2141.300

Remote-Kabel 843-Sample Processor

Remote-Kabel für den direkten Anschluss einer 843 Pump Station an die Pumpen-Anschlüsse der Sample Processors



1 STK

6.2841.010

Externe Spülstation zu Schwenkarm mit Titrierkopf
6.1458.040

Die externe Spülstation kann seitlich neben dem Robotic Sample Processor Turm angebracht werden und ermöglicht das externe Reinigen des Titrirequipments während weitere Aktionen auf dem Rack ausgeführt werden.

