




Consumable Kit Titration

6.5702.010

FEP-Schlauchverbindungen M6 (13, 25 und 40 cm) und Antidiffusionsbürettenspitze zu 6.3026.xxx Wechsel- und 6.3032.xxx Dosiereinheiten.

Lieferumfang 6.5702.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1543.200	Titrierspitze / Gewinde M6
		Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.



2 STK 6.1805.010 FEP-Schlauch / M6 / 13 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



2 STK 6.1805.080 FEP-Schlauch / M6 / 25 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



2 STK 6.1805.100 FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK 6.1829.010 FEP-Ansaugschlauch / M6 / 0.25 m

Mit Gewinde M6. Für Dosiereinheiten



4 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

