



Consumable Kit CVS

6.5703.020

Zusammenstellung wichtiger Verbrauchsteile für CVS-Anwendungen mit Professional-CVS-Geräten.

Lieferumfang 6.5703.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.0728.130	LL-Ag/AgCl-Referenzelektrode für CVS

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.



1 STK

6.1204.610

Platin-Elektrodentip 2 mm für CVS

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm ± 0.05 mm, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.3 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.




1 STK

6.1244.050

Antriebsriemen für rotierende Scheibenelektroden

Für Professional-VA/CVS-Geräte (3 Stück).



1 STK

6.1824.000

Vierfach-Mikrodosierspitze

Mit 4 x Gewinde M6. Für VA-Messstände.

