



Consumable Kit Rancimat

6.5706.020

Zusammenstellung wichtiger Verbrauchsteile für den Rancimaten.

Lieferumfang 6.5706.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK	6.1428.107	Polystyrol-Messgefäß für Stabilitätsmessungen
-------	------------	---

Leitfähigkeitsmessgefäß aus Polystyrol für Stabilitätsmessgeräte. Set à 50 Stück.



1 STK

6.1429.040

Reaktionsgefäß kurz für Stabilitätsmessungen

Reaktionsgefäß für Stabilitätsmessungen mit Rancimat und PVC Thermomat. Set à 117 Stück.




2 STK

6.1454.040

O-Ring

O-Ring für Luftrohr bei Stabilitätsmessungen. Set à 8 Stück.



8 STK

6.1816.010

Silikonschlauch 0.22 m

Verbindungsschlauch für Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.2418.100

Luftrohr für Ölmessungen

Set à 117 Stück. In Kombination mit 6.1429.040.



2 STK

6.2724.010

Staubfilter

Staubfilter für Rancimaten und Karl-Fischer-Öfen.



1 STK

6.2753.107

Reaktionsgefäß-Deckel für Stabilitätsmessungen

Zu Reaktionsgefäß 6.1429.040 oder 6.1429.050. Set à 100 Stück.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2811.000	Molekularsieb	
	Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.	
6.2811.010	Molekularsieb (US)	
	Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.	
	Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.	