




Kit für flüssige Proben zu MMS 5000, 112 Positionen

6.7303.000

Kit für flüssige Proben zu MMS 5000 mit Rack für Probengefäße, 100 µL Spritze mit wechselbarer Nadel und 100 Schnappringflaschen.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.7303.300	Lösungsmittelreservoir CIC Liquid Sampler
	Reservoir zum Spülen der Probennadel am Autosampler MMS 5000 mit Flüssigkeitskit.

