



Glass vial, 1.5 mL, 100 Stück

6.7303.100

Zur Verwendung mit den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.

Optionales Zubehör


Order no.	Beschreibung
6.2041.200	Probenrack, 48 x 11 mm, (Al) Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 48 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.100, 6.2743.110, 6.7303.100. Material: Aluminium (Al)



6.7303.110

Septum zu 67303100, 100 Stück

Zur Verwendung mit der 67303100 Glass Vial auf den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.7303.310

Probenrack 112 Positionen für flüssige Proben

Für flüssige Proben.

