



NIRS DS2500 Probengefäss, gross, 5 Stück

6.7402.060

Set von fünf grossen Probengefässen für die spektrale Vermessung von Pulvern und Granulaten in Reflexion mittels NIRS DS2500 Analyzer.

Lieferumfang 6.7402.060

Qt.	Order no.	Beschreibung
5 STK	6.7402.050	DS2500 Probengefäss, gross

Grosses Probengefäss für die Spektrenaufnahme von Pulvern und Granulaten in Reflexion an unterschiedlichen Probenstellen mittels NIRS DS2500 Analyzer.

