



# Thermoprobe HF

6.9011.040

Hochempfindlicher Temperaturfühler für die thermometrische Titration mit dem 859 Titrotherm in HF-haltigen Medien.

Die Thermoprobe hat eine kurze Ansprechzeit und eine hohe Auflösung und ermöglicht die präzise Erfassung von kleinsten Temperaturänderungen.

Dieser Sensor kann in sauren, fluoridhaltigen Lösungen verwendet werden, ist aber nicht resistent gegen organische Lösungsmittel. Er eignet sich für z.B.:

- die Bestimmung von Natrium
- Titration von Ätzbädern