




Titrierkopf für CSB

6.9914.137

Titrierkopf für die Verwendung im CSB System (MATi 12). Der Titrierkopf bietet 3 eingezogene Schläuche mit Antidiffusionsventil und einen zum Absaugen der austitrierten Lösung. In einer M10 Verschraubung kann die Elektrode fixiert werden. Weiterhin gibt es drei Öffnungen für Sprühdüsen.

Lieferumfang 6.9914.137

Qt.	Order no.	Beschreibung
4 STK	6.1808.000	Kupplungsmuffe M6



3 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

