




Titrierkopf mit verstärkten Bürettenspitzen

6.9914.139

Titrierkopf mit 3 verstärkten Bürettenspitzen, einer M10 Verschraubung und einer Öffnung für ein Aggregat (Polytron PT 1300 D).

Lieferumfang 6.9914.139

Qt.	Order no.	Beschreibung
3 STK	6.1808.000	Kupplungsmuffe M6



3 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

