




Probenrack, 53 x 120 mL, (PP)

6.9920.141

Probenrack zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» passend für 53 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300, 6.1459.307.

Kunststoff: Polypropylen (PP)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1459.300	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 250 Stück
	Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 250 Stück



6.1459.307

Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 1 Stück



6.2037.080

Folienhalter

Folienhalter zu 120 mL PP Becher (6.1459.300)

