



Probenrack, 35 x 60 mL und 3 x 250 mL, (PVC)

6.9920.191

Probenrack zu 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL passend für 35 Probengefäße und 3 Spülflaschen. Die folgenden Probengefäße und Spülflaschen können verwendet werden: 6.1608.100, 60 mL und 250 mL Nalgene FEP Gefäße.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1608.100	PE-Flasche 50 mL
	Flasche zum Extension Module Liquid Handling.

