



Überlaufbürette (100 mL) für Sample Processor

6.9958.007

Überlaufbürette für schnelles und automatisches Abmessen von 100 mL Probe sowie den Proben transfer in ein externes Titriergefäß.

Lieferumfang 6.9958.007

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1808.050	Schlauchadapter Olive / M8 aussen
		1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



2 STK

6.1801.000

PVC-Schlauch / 4 mm / 7 mm / 1m



1 STK

6.1819.040

FEP-Kanüle

Für Gewindebohrungen M8. Für Thermostatmantel 6.1563.010 der
Wechseleinheiten 6.3011.XXX...6.3026.XXX

