

Titrierkopfverlängerung 34 mm zu Robotic Titrosamplers "Light"

6.9958.125

Titrierkopfverlängerung zu 855 Robotic Titrosampler "light" bei Verwendung der

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
2.855.0030	Robotic Titrosampler «Light» (1T/1P)	
	Einstiegsmodell des Robotic Titrosamplers für mittleres Probenaufkommen. Der platz sparende Robotic Sample Processor XL mit integriertem Titrand, einer Arbeitsstation und einer eingebauten Membranpumpe wird durch die Wahl von Probenrack und Elektrode zur applikationsspezifischen Automation in der Titration ausgebaut. Zum Absaugen der austitrierten Lösung kann wahlweise eine externe Schlauch- oder Membranpumpe angeschlossen werden (optional). Die Programmierung der Methoden erfolgt mittels handlichem Touch Control, der Titrationssoftware tiamo™ oder OMNIS. Bei wachsendem Probenaufkommen kann der Robotic Titrosampler «Light» einfach und günstig zum «Basic» ausgebaut werden, mit dem ein Vielfaches der ursprünglichen Probenmenge bewältigt werden kann.	
2.855.0040	Robotic Titrosampler «Light» (1T/2P)	
	Einstiegsmodell des Robotic Titrosamplers für mittleres Probenaufkommen. Der platz sparende Robotic Sample Processor XL mit integriertem Titrand, einer Arbeitsstation und zwei eingebauten Membranpumpen wird durch die Wahl von Probenrack und Elektrode zur applikationsspezifischen Automation in der Titration ausgebaut. Die Programmierung der Methoden erfolgt mittels handlichem Touch Control, der Titrationssoftware tiamo™ oder OMNIS. Bei wachsendem Probenaufkommen kann der Robotic Titrosampler «Light» einfach und günstig zum «Basic» ausgebaut werden, mit dem ein Vielfaches der ursprünglichen Probenmenge bewältigt werden kann.	