



Eco Dosimat

2.1007.0010

El Eco Dosimat es un dosificador universal con agitador magnético incorporado y pantalla táctil.

Aumente su eficiencia y precisión en clásicas tareas de laboratorio como

- las medidas precisas de volúmenes.
- la titulación manual.
- la producción de estándares iónicos.
- la dosificación controlada con una velocidad de dosificación especificada.

Para todas las actividades llevadas a cabo, se puede guardar un informe conforme a las PCL en formato PDF o imprimirse.

Incluye cable pulsador para titulación manual y control de dosificación.

Libre selección de la unidad del cilindro con 5, 10, 20 y 50 mL.

Partes/accesorios 2.1007.0010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.1007.0010	Eco Dosimat
-------	-------------	-------------

El Eco Dosimat es un dosificador universal con agitador magnético incorporado y pantalla táctil.

Aumente su eficiencia y precisión en clásicas tareas de laboratorio como

- las medidas precisas de volúmenes.
- la titulación manual.
- la producción de estándares iónicos.
- la dosificación controlada con una velocidad de dosificación especificada.

Para todas las actividades llevadas a cabo, se puede guardar un informe conforme a las PCL en formato PDF o imprimirse.

Incluye cable pulsador para titulación manual y control de dosificación.

Libre selección de la unidad del cilindro con 5, 10, 20 y 50 mL.



1 PCS	6.1446.030	Tapón articulado / B-14/(15)
-------	------------	------------------------------

Para el soporte móvil de puntas de bureta en recipientes de titración



1 PCS	6.1446.080	Tapón roscado / M8
-------	------------	--------------------



1 PCS

6.1543.060

Punta / Rosca M6

Punta con rosca M6. Junto con el capilar 6.1805.160 y el tapón articulado 6.1446.030, forman la punta de bureta completa 6.1537.010.



1 PCS

6.1543.200

Punta de titulación / Rosca M6

Punta de titulación con válvula antidifusión.



1 PCS

6.1602.105

Adaptador para botella / GL 45 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.



1 PCS

6.1619.010

Adsorbedor completo para unidad intercambiable



2 PCS 6.1805.090 Tubo de FEP / M6 / 31 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1805.100 Tubo de FEP / M6 / 40 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1819.020 Tubo

Para orificios roscados M6. Para adaptador para botella 6.1602.1XX



1 PCS 6.1903.020 Varilla de agitador / 16 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.070

Barra de soporte / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2023.020

Abrazadera para EN 14/15

Abrazadera para EN 14/15



1 PCS

6.2709.070

Manguito guía

Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.



1 PCS

6.2107.100

Manual Dosing Controller

Empuñadura para la dosificación manual y la titulación manual con el Eco Dosimat o el Dosimat plus



1 PCS

6.1546.040

Herramienta de pistón para Eco Dosimat/Eco Titrator

Herramienta para desmontar y montar el pistón.



1 PCS

6.2164.010

Adaptador portátil 100 - 240 V/24 V CC

Adaptador portátil para 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer y todos los Eco Titrator / Eco Dosimat.



1 PCS

6.1608.023

Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.03002.150	Unidad de cilindro Eco 5 mL Unidad de cilindro de 5 mL para Eco Dosimat / Eco Titrator. Sin tubos de dosificación ni punta antidifusión.
6.03002.210	Unidad de cilindro Eco 10 mL Unidad de cilindro de 10 mL para Eco Dosimat / Eco Titrator. Sin tubos de dosificación ni punta antidifusión.
6.03002.250	Unidad de cilindro Eco 50 mL Unidad de cilindro de 50 mL para Eco Dosimat / Eco Titrator. Sin tubos de dosificación ni punta antidifusión.
6.03002.220	Unidad de cilindro Eco 20 mL Unidad de cilindro de 20 mL para Eco Dosimat / Eco Titrator. Sin tubos de dosificación ni punta antidifusión.



2.142.0100

Impresora térmica Custom Q3X

Impresora compacta con interface USB para

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cable 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.

2.143.0200

Impresora de matriz TX-900MH

Impresora de matriz compacta con USB e interfaz RS232 para

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titulador (+)
- 877 / 848 Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 899 Coulometer (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)



(+) El cable está incluido en el suministro básico
