



OMNIS Oven Module 2R

2.1017.0010

Módulo para el montaje en el soporte de módulo del OMNIS Sample Robot Oven. Este puesto de trabajo recoge el vial de muestra 2R y lo transporta desde la posición de entrega al horno y lo trae de vuelta, tras el análisis.

Partes/accesorios 2.1017.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.1017.0010	OMNIS Oven Module 2R

OMNIS Oven Module 2R



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02041.140	Gradilla de muestras OMNIS 77 x 2R Gradilla de muestras OMNIS para OMNIS Sample Robot Oven, adecuada para 77 viales de muestra 2R. 
